

Wareneingang / Warenausgang mit Barcodescanner

Sie können sich bei VetZ nach [Barcodescannern](#) erkundigen, die sowohl für den **Wareneingang** als **auch** für den **Warenausgang** geeignet sind.

Bei den mayBASE-Artikeln sind viele GTIN (Global Trade Item Number) bereits hinterlegt sind, können Sie den Barcodescanner ohne aufwendige Einarbeitung sofort nutzen.

Die GTIN ist eine 13-stellige Nummer unter dem Barcode, die jedes Produkt weltweit eindeutig identifiziert. Sollte eine GTIN einmal fehlen, kann sie durch einmaliges Scannen im System hinterlegt werden.

Gerne unterstütze ich Sie bei der Planung und empfehle den Einsatz solcher Scanner sowohl an der Anmeldung für Abgabeartikel als auch in den Behandlungsräumen zur Eingabe von Medikamenten.

Im Wareneingang können die Scanner zusätzlich Chargen- und Verfallsdaten aus dem QR-Code auslesen und direkt verarbeiten.

Die Erfassung von **Charge** und **Verfallsdatum** zumindest bei BTM & Impfstoffen ist aktuell Vorgabe §17+19 ApBetrO & §40 Abs. 4 Tierimpfstoff-Verordnung.

Stammdaten

Nummer:

Typ: Artikel

Gruppe: Futtermittel

Bezeichnung: Veterinary Diet Canine Dental Small Dogs

Interner Hinweis:

Externer Hinweis:

Anzahl: 1,00 Packung: Sack

Inhalt: 3,50 Einheit: kg

EK Packung: 23,32 EUR LEK Packung: 23,32 EUR

VK Packung: 29,86 EUR LVK Packung: 29,86 EUR

VK Einheit: 29,86 EUR LVK Einheit: 29,86 EUR

VK Mindestpreis: 0,00 EUR

Status: Aktiv

Umsatzsteuersatz: USt1

Hersteller: Royal_Canin_Tiernahrung

Herstellernummer: 333

Barcode:

GTIN: 03182550783910

Zulassungsnummer:

Verschreibungsart: Frei verkäuflich

Arzneimitteltyp: Nicht festgelegt

Kühlpflichtig: Nein

Bereich: Standard

Firmen: Praxis

Neuer Wareneingang

Neuer Wareneingang

Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 19:28:14 Lieferant: CP-Pharma_GmbH CP-Pharma_GmbH, CP-Pharma GmbH, Burgdorf, Telefon: 0049 /5 13 66 06 60

Bezeichnung: Lieferschein 121212VG

Produkte

Nummer	Bezeichnung	Lagerplatz	Chargennummer	Verfallsdatum	Delieferte Menge	Aktueller Lagerbestand
	Euthadorm 500 mg/ml Injektionslösung		1212hg	31.12.2024	2 Flasche a 100 ml	200 ml (2 Flasche)

Barcodescanner-Empfehlung von VetZ:

Datalogic Gryphon GD4590 oder 4520 (unterschiedliche Kabellängen) oder GM4500 ohne Kabel.